

Моноклональное Кроличье Антитело К Пан-Сукцинил-Лизину, Конъюгированное С Аффинным Гелем, Для IP-MS

Артикул: CM0000044

введение

CamelBio поставляет моноклональное кроличье антитело к пан-сукцинил-лизину, конъюгированное с аффинным гелем, для IP-MS, которое позволяет детектировать сукцинил-лизин независимо от вида в исследованиях посттрансляционных модификаций. Идеально подходит для закупки сырья.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкА к пан-сукцинил-лизину, конъюгированное с аффинным гелем
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	IP-MS
Перекрестная реактивность	Независимо от вида
Доставка	Холодильный пакет