

Agfg1 Кролик Pab - P52594

Артикул: CM0015275



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого AGFG1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышью. Полезно для изучения докинга везикул, транспорта РНК и функции кофактора Rev ВИЧ-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGFG1 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HRB; RAB; RIP; AGFG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3267
GeneID	3267
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого AGFG1 (NP_004495.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52594
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом