

Кроличье Поликлональное Антитело К Agpat3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nrз7

Артикул: CM0013541

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого AGPAT3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Нацелено на 1-ацилглицерол-3-фосфат ацилтрансферазу гамма, участвующую в биосинтезе фосфолипидов. Подходит для исследований липидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGPAT3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LPAAT3; LPLAT3; 1-AGPAT 3; LPAAT-GAMMA1; AGPAT3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56894
ID гена	56894
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT	Q9NRZ7
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом