

Кроличья Поликлональная Антитело К Agr2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа - 095994

Артикул: CM0030844



введение

Кроличья поликлональное антитело к AGR2, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Распознает белок anterior gradient 2 человека, мыши и крысы, протоонкоген, участвующий в синтезе слизи и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGR2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10551
ID гена	10551
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-175 человеческого AGR2 (NP_006399.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095994
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом