

Кроличье Поликлональное Антитело К Ahnak Для Игх-П, Иф/Икк, Ифа — Q09666

Артикул: CM0024043



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому белку AHNAK (белок AHNAK, ассоциированный с дифференцировкой нейробластов), валидированное для ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии и клеточной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к AHNAK
Примечания/Алиасы	PM227; AHNAK1; AHNAKRS; AHNAK
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	79026
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-149 человеческого AHNAK (NP_001611.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q09666
Молекулярная масса белка	629 кДа
Доставка	Хладоэлемент