

Кроличье Моноклональное Антитело К Aif1/Iba1 - O70200

Артикул: CM0002587

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиногo AIF1/IBA1. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеческому и крысиному белку. Подходит для изучения фактора воспаления аллотрансплантата 1 в иммунных клетках и микроглии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к AIF1/IBA1
Примечания/Альтернативные названия	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E; AIF1/IBA1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	199
ID гена (Мышь)	11629
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 мышиногo AIF1/IBA1 (O70200).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O70200 (мышь), P55008 (человек)
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом