


Кроличья Поликлональная Антитела К Aipl1 (Pab) Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Nzn9

Артикул: CM0013993



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела к AIPL1 для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживает эндогенный AIPL1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования транспорт белков и врожденного амавроза Лебера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к AIPL1
Примечания/Алиасы	LCA4; AIPL2; AIPL1
Вид	Человек
ID гена	23746
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-384 человеческого AIPL1 (NP_055151.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZN9
Молекулярная масса белка	44кДа
Доставка	Айс-пак