

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ak5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Y6K8

Артикул: CM0024669



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против AK5, валидированное для WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к человеческим, мышиным и крысиным образцам. Идеально подходит для изучения аденилаткиназы 5 в ткани мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AK5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AK6; AK5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26289
GeneID	26289
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-370 человеческого AK5 (NP_777283.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6K8
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка-холодильник