

Кроличья Моноклональная Антитело К Akt1 Для Wb, Ihc-P, Ip - P31749

Артикул: CM0003939



введение

Высокоаффинная кроличья моноклональная антитело к AKT1, валидированная для WB, IHC-P, IP. Распознает белок человека, мыши и крысы. Направлена на RAC-альфа серин/треонинкиназу — центральный регулятор выживания клеток, метаболизма и пролиферации. Идеально подходит для исследований онкологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKT1 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	207
ID гена	207
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 381-480 человеческого AKT1 (P31749).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749
Молекулярная масса белка	56кДа
Доставка	Холодовая упаковка