

Кроличье Моноклональное Антитело К Akt1 (Валидировано Методом Нокаута) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P31749

Артикул: CM0004818



введение

Валидированное методом нокаута кроличье моноклональное антитело к АКТ1 специфически детектирует АКТ1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути АКТ с применением Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] Кроличье mAb к АКТ1
Примечания/Альтернативные названия	АКТ; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; T1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	207
ID гена	207
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 380-480 белка АКТ1 человека (NP_005154.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом