


Поликлональные Кроличьи Антитела К Aldh3A2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P51648

Артикул: CM0022707



введение

Поликлональные кроличьи антитела к ALDH3A2, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на жирный альдегиддегидрогеназу, фермент, необходимый для метаболизма липидов и деградации сфингозин-1-фосфата. Идеально подходят для исследований метаболических заболеваний и синдрома Шегрена-Ларссона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH3A2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SLS; FALDH; ALDH10; ALDH3A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	224
GeneID	224
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-320 человеческого ALDH3A2 (NP_001026976.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51648
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом