


## Aldh9A1 Кроличья Pab - P49189

Артикул: CM0029877



### введение

Кроличья поликлональная антитело к ALDH9A1 валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ и ИФА, обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный ALDH9A1. Идеально подходит для исследований альдегиддегидрогеназ, это антитело нацелено на фермент, участвующий в метаболизме биогенных аминов и полиаминов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ALDH9A1 Кроличья pAb                                                                                                                                      |
| Примечания/Псевдоним      | E3; ALDH4; ALDH7; ALDH9; TMABADH; TMABA-DH; TMABALDH; ALDH9A1                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                   |
| GeneID (Человек)          | 223                                                                                                                                                       |
| GeneID                    | 223                                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого ALDH9A1 (NP_000687.3). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                   |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                      |
| SWISS                     | P49189                                                                                                                                                    |
| Молекулярный вес белка    | 54кДа                                                                                                                                                     |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                            |