


Поликлональное Антитело Кролика Против Aldoc Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P09972

Артикул: CM0013906



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ALDOC (фруктозо-бисфосфат-альдолаза C). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Для исследований гликолиза и глюконеогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDOC Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ALDC; ALDOC
Вид	Человек
GeneID (человек)	230
GeneID	230
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 человеческого ALDOC (NP_005156.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09972
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом