

Кроличье Моноклональное Антитело К Alk Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q9Um73

Артикул: CM0012088



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому ALK (CD246) для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ИФА). Обнаруживает анапластическую лимфомкиназу — нейрональную рецепторную тирозинкиназу, играющую ключевую роль в развитии нервной системы и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	ALK Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	ALK1; CD246; NBLST3
Вид	Человек
ID гена (человек)	238
ID гена	238
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1093-1411 человеческого ALK (NP_004295.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UM73
Молекулярная масса белка	176 кДа
Доставка	В ледяном пакете