


Кроличья Поликлональная Антитело К Альфа-1-Антихимотрипсину (Serpina3) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P01011

Артикул: CM0028387



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому альфа-1-антихимотрипсину (SERPINA3), подходящее для применения в WB, IHC-P, ELISA. Секретируемый серпин, участвующий в воспалении и амилоидных бляшках при болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альфа-1-антихимотрипсин (SERPINA3) кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	ACT, AACT, GIG24, GIG25, Альфа-1-антихимотрипсин (SERPINA3)
Вид	Человек
ID гена	12
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24-423 человеческого альфа-1-антихимотрипсина (SERPINA3) (NP_001076.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01011
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	Сумка со льдом