

Кроличыи Поликлональные Антитела К Альфа-1-Антитрипсину (Serpina1) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P01009

Артикул: CM0018466



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого Альфа-1-антитрипсина (SERPINA1), подходящие для WB, IF/ICC, ELISA. Валидированы на человеке, мыши и крысе. Мишень: ингибитор сериновых протеаз, участвует в защите легких и гемостазе. UniProt: P01009.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альфа-1-антитрипсин (SERPINA1) кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Альфа-1-антитрипсин (SERPINA1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5265
ID гена	5265
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-315 человеческого Альфа-1-антитрипсина (NP_000286.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01009
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом