

Мышьинные Моноклональные Антитела К Альфа-Фетопротейну (Afp) Для Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Артикул: CM0002953



введение

Рекомбинантные мышьинные моноклональные антитела к человеческому Альфа-фетопротейну (AFP), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим и мышиным AFP. Идеально подходят для исследований в области онкологии и развития плода.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Альфа-фетопротейн (AFP), мышьинные мАТ
Примечания/Псевдоним	AFPD; FETA; HPAFP; Альфа-фетопротейн (AFP)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	174
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-609 человеческого Альфа-фетопротейна (AFP)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02771
Молекулярный вес белка	69 кДа
Доставка	Сумка со льдом