

Кроличыи Поликлональные Антитела К Alpha2-Адаптину/Ar2A2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — 094973

Артикул: CM0025281

введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому Alpha2-адаптину/AP2A2 (субъединица альфа-2 комплекса AP-2). Валидированы для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагируют с мышинными и крысиными гомологами. Молекулярная масса белка — 104 кДа. Идеально подходят для исследований эндоцитоза и транспорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к Alpha2-адаптину/AP2A2
Примечания/алиасы	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptin/AP2A2
Вид	Человек
ID гена (человек)	161
ID гена	161
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 590–939 человеческого Alpha2-адаптина/AP2A2 (NP_036437.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	094973
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Хладоэлемент