

Поликлональное Антитело Кролика Als2 Rabbit Pab K Als2 (Альсин) С Применением В Wb, If/Icc, If-P, Ифа - Q96Q42

Артикул: CM0029479

введение

Кроличье поликлональное антитело к белку человека ALS2 (альсин), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IF-P) и ИФА. Направлено на белок, связанный с боковым амиотрофическим склерозом, имеет перекрестную реактивность с мышинным и крысиным гомологами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALS2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ALSJ; PLSJ; IAHSP; ALS2CR6; ALS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	57679
ID гена	57679
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 260-429 человеческого белка ALS2 (NP_065970.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96Q42
Молекулярная масса белка	184 кДа
Доставка	С ледяным пакетом