

Кроличья Rab K Ampd1 Для Wb, Elisa - P23109

Артикул: CM0030819

введение

Кроличья pAb к AMPD1 — это поликлональное антитело, полученное с использованием синтетического пептида человеческой АМФ-деаминазы 1. Валидировано для WB и ELISA; обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный AMPD1 — ключевой фермент энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к AMPD1
Примечания/Псевдоним	MAD, MADA, MMDD, AMPD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	270
GeneID	270
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого AMPD1 (P23109)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23109
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	Сумка со льдом