

Кроличыи Поликлональные Антитела К Ampd3 Для Wb - Q01432

Артикул: CM0025018

введение

Кроличыи поликлональные антитела к AMPD3, валидированные для методов вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают АМФ-деаминазу 3 человека, мыши и крысы — ключевой фермент энергетического обмена. Идеально подходят для исследований нуклеотидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к AMPD3
Примечания/Синонимы	AMPD3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	272
Идентификатор гена	272
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 AMPD3 человека (NP_000471.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q01432
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет