


Anapc10 Rabbit Pab - Q9Um13

Артикул: CM0030647



введение

ANAPC10 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, реагирующее с человеческим, мышиным и крысиным ANAPC10 (21 кДа), подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Оно нацелено на субъединицу 10 APC/C, ключевой регулятор прогрессии клеточного цикла и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANAPC10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DOC1; APC10; ANAPC10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10393
GeneID	10393
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-185 человеческого ANAPC10 (NP_055700.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UM13
Молекулярный вес белка	21 кДа
Доставка	Сумка со льдом