


Кроличья Поликлональная Антитело К Angel2 Для Wb, Elisa — Q5Vte6

Артикул: CM0016265



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому ANGEL2 (РНК 2',3'-циклической фосфатазе), валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для исследований процессинга митохондриальной РНК и рециклинга тРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ANGEL2
Примечания/Альяасы	Ccr4d; KIAA0759L; ANGEL2
Вид	Человек
ID гена (человек)	90806
ID гена	90806
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 30–170 человеческого белка ANGEL2 (NP_653168.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5VTE6
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	С хладагентом