

Кроличыи Поликлональные Антитела К Annexin A4/Annexin Iv Для Wb, Elisa - P09525

Артикул: CM0030268



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к Annexin A4, валидированные для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Полезны для изучения слияния мембран и экзоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к Annexin A4/Annexin IV
Примечания/Синонимы	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
Вид	Человек
GeneID (человек)	307
GeneID	307
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 112-321 Annexin A4/Annexin IV человека (NP_001144.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09525
Молекулярная масса белка	36 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом