

Anprb/Nrp2 Кроличья Поликлональная Антитело - P20594

Артикул: CM0021008

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против ANPRB/NRP2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Этот рецептор связывает CNP и регулирует рост скелета, молекулярная масса белка составляет 117 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANPRB/NRP2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	GCB; AMD1; AMDM; ANPb; ECDM; GC-B; NPRB; SNSK; ANPRB; GUC2B; NPRBi; GUCY2B; ANPRB/NRP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4882
ID гена	4882
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 130-320 белка ANPRB/NRP2 человека (NP_003986.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20594
Молекулярная масса белка	117 кДа
Доставка	Холодильный пакет