

## Ant2/Slc25A5 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P05141

Артикул: CM0017385

### введение

Кроличьи поликлональные антитела против ANT2/SLC25A5, валидированные для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Распознают ANT2 человека, мыши, крысы и обезьяны. Идеально подходят для исследований митохондриального апоптоза, метаболизма и митофагии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи поликлональные антитела ANT2/SLC25A5 |
| Примечания/алиасы         | T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; SLC25A5              |
| Вид                       | Человек                                       |
| GeneID (человек)          | 292                                           |
| GeneID                    | 292                                           |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид                          |
| Источник                  | Кролик                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                       |
| Применение                | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                      |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса, обезьяна                |
| SWISS                     | P05141                                        |
| Молекулярная масса белка  | 33 кДа                                        |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                |