

Моноклональное Антитело Anti-14-3-3 Alpha/Beta Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P31946

Артикул: CM0010492



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого белка 14-3-3 alpha/beta (YWHAБ). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения апоптоза, остеогенеза и сигнальных путей MAP-киназы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	14-3-3 alpha/beta Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HS1; GW128; YWHAА; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alpha/beta
Вид	Человек
GeneID	7529
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 147-246 человеческого белка 14-3-3 alpha/beta (P31946).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31946
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник (Ice bag)