


Поликлональные Антитела Anti-14-3-3 Alpha/Beta Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31946

Артикул: CM0016163



введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-14-3-3 alpha/beta, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Направлены на человеческий 14-3-3 beta/alpha (P31946), обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследования сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	14-3-3 alpha/beta кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	HS1; GW128; YWHAA; KCIIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alpha/beta
Вид	Человек
ID гена (человек)	7529
ID гена	7529
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-246 человеческого 14-3-3 alpha/beta (NP_003395.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31946
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовая упаковка