


Кроличья Моноклональная Антитело Против 14-3-3-Бета/Дзета Для Wb, Elisa — P31946 / P63104

Артикул: CM0004100



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого 14-3-3 бета/дзета (YWHAВ/YWHAZ). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинными и крысиными белками. Идеально подходит для исследования сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к 14-3-3-бета/дзета
Примечания/алиасы	GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAА; 14-3-3-beta/zeta
Вид	Человек
ID гена (человек)	7529/7534
ID гена	7529/7534
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого 14-3-3 бета/дзета (P31946).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31946/P63104
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	С хладагентом