


Кроличье Моноклональное Антитело Против 14-3-3 Бета/Дзета Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - P31946 / P63104

Артикул: CM0009401



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого белка 14-3-3 бета/дзета (P31946/P63104), валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФА. Распознает белок 28 кДа; перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против 14-3-3 бета/дзета
Примечания/Альтернативные названия	GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAA; 14-3-3; 14-3-3 бета/дзета
Вид	Человек
GeneID (человек)	7529/7534
GeneID	7529/7534
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого белка 14-3-3 бета/дзета (P31946))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31946/P63104
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом