


Моноклональное Антитело Против 14-3-3 Epsilon Для Wb, Elisa — P62258

Артикул: CM0008120



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого 14-3-3 epsilon (P62258), валидированное для WB и ELISA. Подходит для выявления эндогенного 14-3-3 epsilon в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против 14-3-3 epsilon
Примечания/синонимы	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
Вид	Человек
GeneID (человек)	7531
GeneID	7531
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого 14-3-3 epsilon (P62258)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62258
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом