


Поликлональное Антитело Против 14-3-3 Гамма Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P61981

Артикул: CM0028112



введение

Кроличье поликлональное антитело против 14-3-3 гамма, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с белком 14-3-3 гамма (28 кДа) человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения передачи сигналов, клеточной адгезии и биологии митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	14-3-3 гамма, кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 gamma
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7532
ID гена	7532
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 белка 14-3-3 гамма человека (NP_036611.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61981
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом