


Кроличыи Моноклональные Антитела К 14-3-3 Гамма Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P61981

Артикул: CM0011085



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого белка 14-3-3 гамма (P61981). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Молекулярная масса мишени 28 кДа. Идеальны для исследования сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	14-3-3 гамма кроличыи МАТ
Примечания/Псевдоним	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 гамма
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7532
ID гена	7532
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого белка 14-3-3 гамма (P61981).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61981
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом