


Кроличья Моноклональная Антитело К 14-3-3 Sigma Для Wb, Ihc-P, Elisa — P31947

Артикул: CM0005375



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитело к 14-3-3 sigma, валидированная для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Высокая специфичность к человеческому и мышинному 14-3-3 sigma (P31947) — адаптерному белку, регулирующему клеточный цикл и сигналинг.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к 14-3-3 sigma
Примечания/Альтернативные названия	YWHAS; 14-3-3 sigma
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2810
GeneID	2810
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого 14-3-3 sigma (P31947).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P31947
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет