


Кроличье Поликлональное Антитело К Anti-14-3-3 Sigma Для Wb, Ihc-P, Elisa — P31947

Артикул: CM0018292



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому 14-3-3 sigma (страфину) для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует также с антигенами мыши и крысы. Идеально подходит для изучения клеточной сигнализации, клеточного цикла и биологии эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	14-3-3 sigma, кроличье pAb
Примечания/синоним	YWHA5; 14-3-3 sigma
Вид	Человек
Идентификатор гена	2810
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого 14-3-3 sigma (NP_006133.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P31947
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Хладагент