


Поликлональные Антитела Против 14-3-3 Theta Для Wb, Elisa - P27348

Артикул: CM0022464



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого белка 14-3-3 theta (YWHAQ), для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Сигнальный адаптерный белок 28 кДа. P27348.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	14-3-3 Theta Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	1C5; HS1; 14-3-3; 14-3-3 Theta
Вид	Человек
Идентификатор гена	10971
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 49-149 человеческого 14-3-3 Theta (NP_006817.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27348
Молекулярный вес белка	28kDa
Доставка	Сумка со льдом