


Анти-14-3-3 Тета Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - P27348

Артикул: CM0011065



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против 14-3-3 тета (YWHAQ). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФ/МЦК и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований клеточной сигнализации и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Парамет	Спецификация
Название продукта	14-3-3 Тета кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	1C5; H51; 14-3-3; 14-3-3 Тета
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10971
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого 14-3-3 Тета (P27348)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27348
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом