


Моноклональные Антитела К 14-3-3 Зета/Ywhaz Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P63104

Артикул: CM0007426



введение

Кроличьи моноклональные антитела, направленные против 14-3-3 зета/YWHAZ (P63104). Подходят для применения в WB, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеальны для изучения сигнальных путей адаптерных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	14-3-3 зета/YWHAZ Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; 14-3-3 зета/YWHAZ
Вид	Человек
GeneID	7534
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 145-245 человеческого YWHAZ (NP_002267.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63104
Молекулярный вес белка	19kDa/28kDa
Доставка	Сумка со льдом