


Поликлональное Антитело Anti-15-Pgdh/Hpgd Для Вб, Ифа - P15428

Артикул: CM0031038



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческой 15-гидроксипростагландин дегидрогеназе, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными белками. Подходит для исследований метаболизма простагландинов и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	15-PGDH/HPGD кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	PGDH; PGDH1; PHOAR1; 15-PGDH; SDR36C1; 15-PGDH/HPGD
Вид	Человек
GeneID	3248
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-266 человеческого 15-PGDH/HPGD (NP_000851.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15428
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим