

Кроличье Поликлональное Антитело Против 4-1Bb/Cd137 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q07011

Артикул: CM0023006



введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на человеческий 4-1BB/CD137 (TNFRSF9), Т-клеточный костимулирующий рецептор, и предназначено для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Усиливает выживаемость CD8+ Т-клеток и противоопухолевый иммунитет.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	4-1BB/CD137 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ILA; 4-1BB; CD137; CDw137; IMD109; 4-1BB/CD137
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3604
GeneID	3604
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого 4-1BB/CD137 (NP_001552.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07011
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В охлаждаемом пакете со льдом