

Кроличье Моноклональное Антитело Против 4-1BbI/Cd137L Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P41273

Артикул: CM0010635



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому 4-1BBL/CD137L (TNFSF9). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Распознает белок массой 27 кДа. Полезно для исследований в области биологии Т-клеток и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноАт против 4-1BBL/CD137L
Примечания/Альтернативные названия	CD137L; TNLG5A; 4-1BB-L; 4-1BBL/CD137L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8744
GeneID	8744
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 155-254 человеческого 4-1BBL/CD137L (P41273).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41273
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом