

Моноклональное Антитело Anti-4F2Hc/Cd98/Slc3A2 Для Wb, Elisa — P10852

Артикул: CM0007371



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело против мышинового SLC3A2 (SWISS P10852), валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения функции транспортёров аминокислот и сигнальных путей, связанных с интегринами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	4F2hc/CD98/SLC3A2 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; 4F2hc/CD98/SLC3A2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6520
GeneID	17254
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 105–526 мышинового 4F2hc/CD98/SLC3A2 (P10852).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P10852
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом