

Кроличьи Моноклональные Антитела К Anti-53Bp1 Для Ihc-P/If/Icc/Elisa - Q12888

Артикул: CM0004439



введение

Кроличьи моноклональные антитела против человеческого 53BP1, валидированные для ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают белок 214 кДа; перекрестная реакция с мышью. Подходят для исследований повреждения и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	53BP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
Вид	Человек
ID гена	7158 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого 53BP1 (Q12888)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q12888
Молекулярный вес белка	214 кДа
Доставка	Сумка со льдом