


Кроличыи Моноклональные Антитела К Рецептору 5Ht7 Для Wb, If-P, Elisa - P34969

Артикул: CM0002396



введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий рецептор 5HT7 (5-HT7, серотониновый рецептор 7). Валидированы для WB, IF-P, ELISA; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения опосредованной серотином сигнализации GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи mAb к рецептору 5HT7
Примечания/Псевдоним	5-HT7; Рецептор 5HT7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3363
GeneID	3363
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого рецептора 5HT7 (P34969).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34969
Молекулярный вес белка	54 кДа
Доставка	Сумка со льдом