

Поликлональные Антитела Против 5T4 (Трофобластический Гликопротеин) Для Wb, Elisa - Q13641

Артикул: CM0018039



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого 5T4 (трофобластического гликопротеина). Валидированы для применения в WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Распознают ингибитор сигнального пути Wnt с молекулярной массой 46 кДа для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	5T4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	7162
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-350 человеческого 5T4 (NP_006661.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q13641
Молекулярная масса белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом