


Поликлональные Антитела К Рецептору Ламинина 67 Кда Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P08865

Артикул: CM0028435



введение

Поликлональные антитела к рецептору ламинина 67 кДа, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA) с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Изучите роль 67LR в сборке рибосом, клеточной адгезии и вирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы пАб к рецептору ламинина 67 кДа
Примечания/Псевдонимы	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; Рецептор ламинина 67 кДа
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3921
ID гена	3921
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-295 рецептора ламинина 67 кДа человека (NP_002286.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08865
Молекулярный вес белка	33 кДа
Доставка	Сумка со льдом