


Кроличье Моноклональное Антитело Против Рецептора Ламинина 67 Кда (Rpsa) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P08865

Артикул: CM0012473



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против рецептора ламинина 67 кДа (RPSA, 37LRP), для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный белки. Иммуноген: синтетический пептид в пределах аминокислот 196-295. Идеально подходит для исследований в области онкологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАб против рецептора ламинина 67 кДа
Примечания/Псевдонимы	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; Рецептор ламинина 67 кДа
Вид	Человек
ID гена	3921
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 196-295 человеческого рецептора ламинина (P08865).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08865
Молекулярный вес белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник