

Анти-А-Actin-1 (Acta1) Кроличий Моноклональный Антитело
Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P68133

Артикул: CM0007180



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого α -Actin-1 (ACTA1), для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC, IF-P) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Необходимый инструмент для изучения цитоскелета скелетных мышц и клеточной подвижности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	α -Actin-1 (ACTA1) кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actin-1 (ACTA1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	58
ID гена	58
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого α -Actin-1 (ACTA1) (P68133)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P68133
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка-холодильник