


Поликлональные Антитела К А-Актинину-4 Для Вестерн-Блота И Ифа — O43707

Артикул: CM0023323



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому α -Актинину-4, валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Подходят для исследований сшивания F-актина, везикулярного транспорта и биологии плотных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	α -Актинин-4, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -Актинин-4
Вид	Человек
GeneID (человек)	81
GeneID	81
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 570-650 человеческого α -Актинина-4 (NP_004915.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43707
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	Холодовой пакет