

Кроличье Моноклональное Антитело К A-Raf Для Wb, Ihc-P, Elisa - P10398

Артикул: CM0005584



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому A-RAF (P10398). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА (ELISA). Подходит для изучения митогенной сигнализации, миогенной дифференцировки и путей развития рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к A-RAF
Примечания/Синонимы	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	369
GeneID	369
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 166-290 человеческого A-RAF (P10398)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10398
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом